


# BD Rowa™ ARモデル

操作方法



# ARモデルのロード方法



ポイント：

- 明るい環境で行う
- 床を認識させ、その後壁と床のエッジが認識させる
- 照度が足りなかったり、カメラの焦点が合わないとロードに時間が掛かったり、モデルが宙に浮かんでしまう。

# ARモデルの配置決め方法




図1. 拡大縮小  
ピンチする




図2. 回転  
人差し指を支点に回転する




図3. 前後左右  
人差し指で上下で前後、左右で左右に移動する

ポイント：

- モデルを縮小し、回転させ向きを揃える。
- サイズを100%に戻したら前後左右に動かし、壁との距離など確認し配置決めする。