

ガンマ線滅菌済み

BD Falcon™ セルストレーナーの上手な使い方

正しい使い方



メッシュ部分にピペット、チップ先端を軽く押し付けると落ちる。

間違った使い方



メッシュ部分にピペット、チップ先端を押し付けないと落ちない。



日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

BD Falcon™ セルストレーナー



カタログ番号：352235
35 μm
5mL ポリスチレンチューブ付き
500 本 / 箱



カタログ番号：352340
40 μm / ブルー
50 個 / 箱



カタログ番号：352350
70 μm / ホワイト
50 個 / 箱



カタログ番号：352360
100 μm / イエロー
50 個 / 箱