

FLOQスワブ

一般医療機器 医科用捲綿子

検体採取後のスワブを格納・輸送できる外装チューブタイプ。

検体採取後のスワブを安全に検査室へ搬送、院内感染防止にも役立ちます。

外装チューブのラベルに採取検体の情報を記載できます。

一度開封すると開封したことがすぐにわかるラベルです。



鼻腔



FLOQスワブ(チューブ入り100本)



咽頭



FLOQスワブ咽頭用(チューブ入り100本)



咽頭



FLOQダブルスワブ咽頭用(チューブ入り100本)

製品名	FLOQスワブ(チューブ入り100本)	FLOQスワブ咽頭用(チューブ入り100本)	FLOQダブルスワブ咽頭用(チューブ入り100本)
カタログ番号	252316	252391	252392
販売名	FLOQスワブ534C(チューブ入り)	FLOQスワブ552C(チューブ入り)	FLOQスワブ 5U005Sデュアル
製造販売届出番号	28B3X10006000014	28B3X10006000024	28B3X10006000030
用途	主に鼻腔	主に咽頭	主に咽頭
綿棒形態	綿棒全長:151mm 綿球長:16mm 綿球直径:2.5mm チューブ長175mm	綿棒全長:151mm 綿球長:16mm 綿球直径:4.5mm チューブ長175mm Break Pointあり	綿棒全長:150mm 綿球長:17.5mm 綿球直径:5mm チューブ長170mm
製造販売元	株式会社シン・コーポレイション	株式会社シン・コーポレイション	株式会社シン・コーポレイション
希望小売価格	12,000円(税抜)	12,000円(税抜)	18,000円(税抜)
使用目的	ウイルス検査や細菌検査の検体を採取するための綿棒(滅菌済)です。使用は一回限り。再使用はできません。		
有効期間	3年(滅菌後)		
保管条件	2~30℃ 濡れに注意して、直射日光、多湿、凍結を避けて保管してください。		

BDベリター™シリーズ、BDエグザマン™シリーズに付属されている綿棒一覧です。

迅速診断キット(体外診断用医薬品*)	カタログ番号	付属綿棒	付属本数
BD ベリター™ システム Flu 10テスト	256062	BD™ 滅菌綿棒 CF	10本
BD ベリター™ システム Flu 30テスト	256052	BD™ 滅菌綿棒 CF	30本
BD ベリター™ システム Adeno 10テスト	256060	BD™ 滅菌綿棒 CA	10本
BD ベリター™ システム RSV 10テスト	256046	BD™ 滅菌綿棒 CF	10本
BD ベリター™ システム Strep A 10テスト	256057	BD™ 滅菌綿棒 PS	10本
BD Flu エグザマン™ 10テスト	256027	BD™ 滅菌綿棒 CF	10本
BD Flu エグザマン™ 50テスト	252097	BD™ 滅菌綿棒 CF	50本
BD RSV エグザマン™ 10テスト	256021	付属綿棒なし	



あらゆる人々の健康な暮らしを応援します

*製造販売元 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社