



Helping all people  
live healthy lives

平成 16 年 6 月

お客様各位

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社  
BD ダイアグノスティクス

### 『BDフェニックス スペック』新発売のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこのたび、弊社では『BDフェニックス スペック』を発売することとなりましたのでお知らせ申し上げます。

『BDフェニックス スペック』は、

マクファーランド標準濃度 0.10 ~ 4.50 に相当する範囲で懸濁液の濃度を測ることを目的とした比濁計です。

「BD フェニックス」及び「BD BBL CRYSTAL 同定検査試薬」の接種菌濃度測定に使用できます。

電源は、電池またはACアダプターで使用できます。

既存のクリスタル スペックに比べ、計測できる濃度範囲が拡がり、データの信頼性も向上しております。なお、本品には、キャリブレーションチューブが含まれておりません。別売り『BDフェニックス スペック キャリブレーションプレート』をご使用ください。

今後も弊社製品のご愛用を宜しくお願い申し上げます。

敬具

#### 記

カタログ番号	製品名	包装単位	希望小売価格
440910	BDフェニックス スペック	1台	190,000円
440911	BDフェニックス スペック キャリブレーションプレート	1本	25,000円



以上

\*お問い合わせ先：<フリーダイヤル> 0120-8555-90 受付時間 9:00 ~ 17:00

音声ガイダンスによりご案内

1番：受注管理 (注文・納期・在庫のお問合せ)

2番：お客様情報センター (製品に関するお問合せ・カタログご請求など)

ホームページ <http://www.bd.com/jp/>