

BD BBL™ γ 線照射 3重包装シリーズ

環境モニタリング用培地

無償サンプル受付中

国内製造の新鮮な培地をお届けします

Made in JAPAN
へのこだわり



- スタンプタイプ (BD ロダック™ プレート)
- 90 mm タイプ

有効期限：9 ヶ月

保管温度：2 ～ 25℃

日本薬局方 (JP)、米国薬局方 (USP)、欧州薬局方 (EP)、および PIC/S GMP (Annex 1) の規格に準拠

無償サンプル受付中

IDS 事業部 インダストリアル マイクロバイオロジー 担当者宛

FAX 03-6234-5465

サンプルをご希望の製品名、ロット数、必要枚数を ○印で囲み、合計枚数と送付先をご記入の上、上記宛先に FAX 送信ください。
※ LL はロッキングリッド、無印はロック無し

3重包装 90mm タイプ		必要ロット数			必要枚数 (ロット単位)		合計
新発売	252802 SCD II LL	1	2	3	×	10枚 20枚	枚
	252803 SCDLP プラス LL	1	2	3	×	10枚 20枚	枚
	252965 SCD II	1	2	3	×	10枚 20枚	枚
	252966 SCDLP プラス	1	2	3	×	10枚 20枚	枚
3重包装 スタンプタイプ		必要ロット数			必要枚数 (ロット単位)		合計
好評発売中	252424 SCDLP プラス LL	1	2	3	×	10枚 20枚	枚

ご施設名	部署名	
お名前	電子メールアドレス	
電話番号	FAX	
ご住所	〒 -	
その他のご要望等		

ご記入いただく個人情報は、製品資料の送付、新製品、サービス、イベントおよびキャンペーンに関するお知らせのために利用させていただく場合があります。
詳しくは、弊社ウェブサイト上の個人情報保護に関する基本方針をご参照ください。 <http://www.bdj.co.jp/aboutbdj/privacypolicy.html>

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX: 024-593-3281

bd.com/jp/

